



## 3M Cavilon™

*Film Barriera Non Irritante*



| Codice Prodotto | Dimensioni                | Pezzi per scatola | Scatole per cartone |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 3346E           | Confezione spray da 28 ml | 12                | 1                   |

Dispositivo medico - Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuative della Dir. CEE 93/42 - Classe I Codice CND M 9002 - Organismo Notificato BSI British Standard Institution n. 0086

### *Destinazione d'uso*

3M Cavilon Film Barriera Non Irritante è un protettivo cutaneo a lunga durata, clinicamente testato, che forma un film trasparente e protettivo nel momento in cui viene applicato sulla pelle. Può essere usato su adulti, bambini e neonati con almeno un mese di età, su piaghe da decubito di 1° e 2° stadio con scarso essudato, dermatiti da incontinenza, stomie, ulcere venose, traumi da adesivi e protezione delle aree perilesionali.



Nota: 3M Cavilon deve essere usato come barriera primaria contro le irritazioni da liquidi corporei. L'uso di altri prodotti barriera come unguenti, creme o lozioni potrebbe ridurne significativamente l'efficacia.

## ***Istruzioni per l'uso***

---

Tecniche di applicazione.

1. **La pelle deve essere pulita e asciutta** prima dell'applicazione di 3M Cavilon.
2. Tenere la confezione spray a 10-15 cm dalla pelle e applicare un sottile strato omogeneo sull'intera area da trattare, muovendo lo spray effettuando movimento rotatorio.
3. Se un'area non viene coperta **riapplicare** in quell'area **solo dopo che la prima applicazione è asciugata** (circa 30 sec.)
4. Se 3M Cavilon è applicato su un'area con pieghe cutanee o zone di contatto tra pelle e pelle, assicurarsi che queste aree siano separate per consentire alla cute di asciugarsi prima di ritornare nella posizione normale.
5. La riapplicazione è raccomandata almeno ogni 48 – 72 ore (in condizioni normali) o con maggiore frequenza, se necessario.

## **Metodo di applicazione.**

**La confezione spray** permette una copertura più semplice ed economica di ampie aree. Specialmente indicata per applicazione su aree estese come ad esempio la zona sacrale, le gambe ecc. per proteggere la pelle rossa ed irritata dall'urina, feci o altri liquidi corporei.

Circa 170 applicazioni per confezione.

## ***Caratteristiche tecniche***

---

- Forma un film barriera impermeabile a lunga durata quando applicato sulla cute.
- Non contiene alcool. Non irrita quando applicato su pelle gravemente escoriata, arrossata o lacerata.
- 3M Cavilon Film Barriera Non Irritante è l'unico protettivo cutaneo indicato per l'uso su cute lesa.
- Non contiene petrolato.
- Non impregna i pannoloni. Gli studi hanno mostrato che le creme barriera a base di petrolato bloccano la capacità assorbente dei pannoloni riducendo quindi la sua efficacia.
- Efficace ed economico. Fornisce protezione fino a 72 ore.



- Protegge la pelle fragile da traumi dovuti ad adesivi. L'utilizzo di 3M Cavidon ha dimostrato ridurre i traumi dovuti alla ripetuta applicazione di cerotti.
- Trasparente. Consente un facile monitoraggio della cute.
- Non citotossico.

La composizione del prodotto è la seguente:

- Esametildisilossano
- Terpolimero acrilico
- Polifenilmetilsilossano

Il prodotto non contiene lattice, né gomma naturale lavorata.

## ***Sterilità***

---

La confezione spray non è sterile.

## ***Confezionamento /Etichettatura***

---

3M Cavidon™ in confezione spray non sterile è fornito in scatole.

L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento ai "requisiti essenziali" di cui all'allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Nella confezione di vendita è contenuto il foglio illustrativo, con sezione in lingua italiana, recante le istruzioni e le avvertenze per il corretto utilizzo del dispositivo.

## ***Modalità di conservazione/Periodo di validità***

---

Per buoni risultati, conservare il prodotto a temperatura ambiente (15-30°C). Evitare l'esposizione a fonti di calore o umidità eccessive.

Il periodo di validità è di tre anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato. La data di scadenza è stampigliata e chiaramente visibile su ogni confezione di vendita e singola busta.



## ***Avvertenze/Precauzioni***

---

### **Controindicazioni e avvertenze:**

Il 3M Cavilon non deve essere usato come unica protezione in casi che richiedono l'uso di medicazioni impermeabili ai microrganismi ad esempio:

- Siti di inserzione endovenosi
- Ferite a profondità parziale o totale
- Su aree infette della pelle.

3M Cavilon nella forma liquida è infiammabile, usare in posti ben ventilati. Tenere lontano dalla portata dei bambini

### **Precauzioni:**

- Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciugato prima di applicare pannoloni o vestiti.
- L'applicazione di troppi strati può rendere il prodotto rigido.
- 3M Cavilon usato sotto elettrodi può modificare il tracciato.

## ***Aspetti ambientali***

---

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

3M Italia SpA, è certificata ISO 14001:2004 "Sistemi gestione ambientale" dall'ente CSQ.

## ***Fabbricante***

---

3M Health Care – St. Paul - U.S.A.



## Assicurazione di qualità

3M Health Care U.S.A. è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti delle norme tecniche **BS EN ISO 9001:2000** e **ISO 13485:2003** inerenti i “sistemi di qualità” per la progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di prodotti su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di “Quality Assurance” è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l’uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all’autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell’FDA, Food and Drug Administration - l’ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede l’osservanza delle pertinenti “GMPs”, Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).

3M Italia S.p.A., consociata italiana di 3M USA, è stata a sua volta certificata:

ISO 9001:2000 “Sistemi gestione qualità”

ISO 13485:2003 “Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità”

ISO 14001:2004 “Sistemi gestione ambientale”

da parte dell’Organismo di Certificazione IMQ-CSQ (certificazione dei sistemi di qualità delle Aziende) di Milano accreditato dal Sincert.