

# PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO

Fazzolettino per la disinfezione di strumenti e superfici

Testato su virus HIV, HBV, Rotavirus e virus H1N1 (influenza suina)

DISPOSITIVO MEDICO  0459

<b>Composizione:</b>	Acqua, alcool denaturato, glicole propilenico, sale d'ammonio quaternario (miristil ammonio cloruro), mentolo, clorexidina digluconato.
<b>Aspetto:</b> <b>Profumo:</b> <b>pH:</b>	FAZZOLETTINO bianco a perdere in Tessuto Non Tessuto Viscosa/Cellulosa dimensioni: cm 21 x 12,5 Mentolo 5,0 – 6,0
<b>Confezioni:</b>	- Barattolo da 100 strappi in cartone da 12 barattoli.
<b>Proprietà e Vantaggi:</b>	<p><b>PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO D.M.CE</b> è realizzato con standard qualitativi superiori.</p> <p><b>Azione disinfettante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'associazione fra due principi attivi (miristil ammonio cloruro e clorexidina digluconato) garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram- , funghi e virus. <b>Testato anche sul virus H1N1.</b> La presenza dell'alcool favorisce un'attività microbica in tempi di contatto rapidi.</li> </ul> <p><b>Azione detergente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO D.M. CE</b> svolge anche un'azione detergente senza lasciare residui untuosi.</li> </ul> <p><b>Tollerato dalla cute</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO D.M. CE</b> ampiamente tollerato dalla cute.</li> </ul>
<b>Indicazioni d'uso e Applicazioni</b>	<b>PHARMASTERIL FAZZOLETTO in BARATTOLO D.M.CE</b> è consigliabile per la disinfezione rapida, specialmente in caso di rischio infettivo, di: Strumenti chirurgici; Superfici; Lettini Medici; Ambulanze; Termometri e suppellettili ambulatoriali; Telefoni.

**Informazioni riservate a personale qualificato**