

SPRAYGEN

Soluzione alcolica disinfettante pronta all'uso

DISPOSITIVO MEDICO  0476 CLASSE IIb

CLASSE CND D02010102 NUMERO ISCRIZIONE REPERTORIO 1530251

| | |
|---|---|
| Composizione: | Benzalconio cloruro g 0,040 Didecildimetilammonio cloruro g 0,060 Clorexidina digluconato g 0,050 Alcool isopropilico (F.U.I.) g 31,000 Alcool etilico (F.U.I.) g 31,500 Coformulanti, denaturanti e acqua deionizzata q.b. a g 100,000 |
| Aspetto: Profumo: pH: | Soluzione limpida incolore. Agli Agrumi N.D. |
| Biodegradabilità: Tossicità: | Oltre il 90% DL ₅₀ acuta orale ratto Benzalconio cloruro: 445 mg/kg peso corporeo DL ₅₀ acuta orale Didecildimetilammonio cloruro: 238 mg/kg peso corporeo DL ₅₀ acuta orale ratto Alcool isopropilico: 5.045 mg/kg peso corporeo DL ₅₀ acuta orale ratto Alcol etilico: 7.060 mg/kg peso corporeo DL ₅₀ acuta orale ratto Clorexidina: 1260-1950 mg/kg peso corporeo |
| Confezione: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flacone da 1 litro in scatola da 12 flaconi con 2 erogatori nebulizzatori. (Ulteriori erogatori nebulizzatori possono essere forniti a parte) |
| Proprietà e Vantaggi: | <p>Attività microbica</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'associazione di vari principi attivi permette di ottenere un largo spettro d'azione che include batteri gram-negativi e gram-positivi, lieviti, miceti, il Mycobacterium tuberculosis e virus (HIV – HBV – HCV, Adeno e Polio virus). La veicolazione alcolica del principio attivo crea un sinergismo d'azione e inoltre preserva il formulato da qualsiasi pericolo di contaminazione. |
| Indicazioni d'uso Applicazioni | <ul style="list-style-type: none"> • Disperdere abbondantemente e diffusamente su superfici e oggetti. • Lasciare agire almeno 5 minuti a seconda dello stato di pulizia della superficie. • Se necessario asciugare. • Non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuo sulle superfici. Si raccomanda di applicarlo su materiali compatibile con alcool. Indicato presso Studi Dentistici, Centri Analisi e Poli Ambulatori. |

Informazioni riservate a personale qualificato